

Alstublieft!

Veel plezier met deze voor u persoonlijk
op maat gemaakte (sport)zolen

uw loopcomfort, onze focus

www.podoactief.nl



Gebruiksaanwijzing voor uw persoonlijk op maat gemaakte (sport)steunzool

Gebruik

- Uw (sport)steunzool is een (therapeutisch) hulpmiddel dat voor u persoonlijk op maat is gemaakt
- Wanneer schoen en steunzool op elkaar afgestemd zijn, bereikt u het meest optimale effect
- Verwijder, wanneer mogelijk, het originele binnenzooltje uit uw schoen
- Mogelijk moet u wennen aan de steunzool
- Bouw het dragen van de zool in dat geval op met een uur per dag. Na ongeveer twee tot drie weken moeten de zolen vertrouwd aanvoelen

Onderhoud en gebruiksduur

- Haal ('s avonds) de zolen uit de schoenen om te luchten en te drogen
- Met een vochtige doek kan de zool voorzichtig worden afgenomen
- De zolen niet verwarmen / niet tegen of naast de verwarming plaatsen
- Na één tot anderhalf jaar of na een maat groei bij kinderen is controle gewenst

Tips

- Mocht de zool iets te lang zijn voor uw schoen, dan kunt u aan de voorkant een randje afknippen
- Bij onvoldoende gewenning of comfort graag contact met ons opnemen
- Bevallen de zolen goed en gebruikt u de zolen intensief of heeft u verschillende schoenen, dan kan een tweede paar een welkome aanvulling zijn. Hierdoor gaan uw zolen uiteindelijk ook langer mee